

Аксессуары

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mih@nt-rt.ru || сайт: <https://martinchrist.nt-rt.ru/>

Martin Christ Макроячейка 100-QX PL 2 мм, Макроячейка 100-QX PL 2 мм 100-2-46

Код: 100-2-46



Макроячейка типа 100-QX со стеклянной крышкой для измерений поглощения, материал окна Кварцевое стекло расширенного диапазона (200 нм - 3500 нм), объем 700 мкл, длина пути 2 мм, внешние размеры 45 x 12,5 x 4,5 мм, внутренняя ширина 9,5 мм, толщина основания 1,5 мм

Стопор Martin Christ NBR, черный, диаметр дна: 31 мм, диаметр верха: 38 мм, высота: 35 ... 1012331

Код: 1012331



пробка NBR, черная,
диаметр дна: 31 мм
верхний диаметр: 38 мм
высота: 35 мм
бурения: 2
диаметр отверстия: 7 мм

Martin ChristShelf с ободом, алюминий, диаметр 250 мм, без подогрева, для уплотнения ... 120959

Код: 120959



Полка с ободом из алюминия, диаметр 250 мм, без подогрева, для уплотнительного устройства, арт. 121020 и 121021

Martin ChristВакуумный насос RZ 9, с мощностью всасывания 8,9 м3 / ч, 230 В, 50 Гц / 60 Гц, включая 125308

Код: 125308

Вакуумный насос RZ 9 с производительностью всасывания 8,9 м3 / ч, 230 В, 50 Гц / 60 Гц, вкл. небольшие фланцевые соединения

Martin ChristАкриловая камера, диаметр 300 мм, внутренняя высота 295 мм, для размещения ... 121550

Код: 121550

Акриловая камера, диаметр 300 мм, внутренняя высота 295 мм, для размещения стеллажей для полок, с 12 соединениями для резиновых клапанов
Внешние размеры: Высота 300 мм x 335 мм

Martin ChristРезиновый клапан для соединения сосудов с внутренним шлифованием DIN NS 29/32 или ... 121860

Код: 121860

Резиновый клапан для соединения сосудов с внутренним шлифованием DIN NS 29/32 или распределительной части №. 121870

Martin ChristВакуумный насос RZ-6 с производительностью всасывания 5,7 м3 / ч (95 л / мин), 230 В, 50 ... 125307

Код: 125307

Вакуумный насос RZ-6 с производительностью всасывания 5,7 м3 / час (95 л / мин), 230 В, 50 Гц, вкл. малые фланцевые соединения, вакуумный шланг, арт. 125702 требуется

Martin Christ Основание для сублимационных сушилок Alpha 1-4 LDplus, Alpha 2-4 LDplus, Beta 1-8 ... 120900

Код: 120900

Опорная плита для сублимационных сушилок Alpha 1-4 LDplus, Alpha 2-4 LDplus, Beta 1-8 LDplus и Beta 2-8 LDplus, для использования вне камеры конденсатора льда (двойная камера)

Martin Christ Для этого языка пока нет перевода 125702

Код: 125702

Вакуумный шланг со стандартными фланцевыми соединениями DN 16/25 для внешнего подключения вакуумных насосов
Деталь № 125302, 125295, 125307, 125297 и 125298

Martin Christ Exhaust filter для отделения масляного тумана для вакуумных насосов, арт. 125302 и ... 125501

Код: 125501

Выпускной фильтр для отделения масляного тумана для вакуумных насосов, арт. 125302 и 125307

Martin Christ Акриловая камера, диаметр 300 мм, внутренняя высота 460 мм, для размещения ... 121555

Код: 121555

Акриловая камера, диаметр 300 мм, внутренняя высота 460 мм, для размещения стеллажей для полок, с 12 соединениями для резиновых клапанов,
Внешние размеры: Высота 300 мм x 500 мм

Martin ChristВакуумный насос RZ-2,5, 230 В, 50 Гц, с мощностью всасывания 2,5 м³ / ч (41,6 ... 125302

Код: 125302

Вакуумный насос RZ-2,5, 230 В, 50 Гц, с мощностью всасывания 2,5 м³ / ч (41,6 л / мин), вкл. малые фланцевые соединения, вакуумный шланг, арт. 125702 требуется

Martin Christ5 полок из алюминия, диаметр 265 мм, без подогрева, расстояние между ... 120902

Код: 120902

5 полок из алюминия, диаметр 265 мм, без подогрева, расстояние между полками 79 мм, акриловая камера, номер по каталогу. 121505 или 121555 требуется

Martin ChristВакуумный шланг вкл. стандартные фланцевые соединения DN 25/25 ISO-KF для ... 125704

Код: 125704

Вакуумный шланг вкл. стандартные фланцевые соединения DN 25/25 ISO-KF для внешнего подключения вакуумных насосов, арт. 125317 и 125318

Martin ChristRack для размещения макс. 5 беспроводных полок с подогревом, диаметр 200 мм (деталь № 121145

Код: 121145

Стойка для размещения макс. 5 беспроводных полок с подогревом, диаметр 200 мм (деталь № 122576), расстояние между полками 25 мм, для сублимационной сушилки Alpha, Beta, Gamma и Delta с контроллером LSCplus

Martin ChristShelf с ободком из алюминия, диаметр 200 мм, со встроенным нагревателем, ... 122576

Код: 122576

Полка с ободом из алюминия, диаметр 200 мм, со встроенным нагревателем, с LyoBus-Modul (модуль управления), в комбинации с номером стойки. 121145, 121160, 121945 или 121960

Martin ChristSealing устройство с одной полкой с ободом, из алюминия, диаметром 250 мм, ... 120841

Код: 120841

Уплотнительное устройство с одной полкой с ободом, из алюминия, диаметр 250 мм, с контролем температуры - LyoBus-modul, может работать с полкой (деталь № 120830) до макс. 4 полки, вкл. один датчик продукта для сублимационных сушилок Alpha, Beta, Gamma и Delta с контроллером LSCplus

Martin ChristShelf с ободом, из алюминия, диаметр 250 мм, с модулем LyoBus, для ... 120830

Код: 120830

Полка с ободом из алюминия, диаметр 250 мм, с модулем LyoBus, для уплотнительного устройства, арт. 120821 и 120841

Martin ChristSealing устройство с 1 полкой? 200 мм и LyoBus-модуль для заморозки и сушки ... 120860

Код: 120860

Уплотнительное устройство с 1 полкой? 200 мм и LyoBus-модуль для замораживания и сушки внутри камеры конденсатора льда, изготовлены из алюминия, с контролем температуры, с датчиком продукта для LSCplus, включая акриловую крышку? 300 мм
опционально: вентилятор для циркуляции воздуха в камере конденсатора льда (деталь № 120862)

Martin ChristВыпускной фильтр ONF 25L для вакуумного насоса, арт. 125317, в т.ч. необходимо... 125502

Код: 125502

Выпускной фильтр ONF 25L для вакуумного насоса, арт. 125317, в т.ч. необходимые соединительные элементы

Martin ChristАкриловая камера, диаметр 240 мм, высота 295 мм, для размещения стеллажей ... 121455

Код: 121455

Акриловая камера, диаметр 240 мм, высота 295 мм, для размещения стеллажей для полок, с 8 штуцерами для резиновых клапанов.

Внешние размеры: Высота 240 мм x 335 мм

Martin ChristBase пластина для сублимационной сушилки Alpha 1-2 LDplus, для сушки внутри акриловых ... 120890

Код: 120890

Опорная плита для лиофилизатора Alpha 1-2 LDplus, для сушки внутри акриловых камер, арт. 121450 и 121455

Martin ChristВакуумный химический диафрагменный насос MZ 2C без конденсатора, для ... 125297

Код: 125297

Вакуумный химический мембранный насос MZ 2C без выпускного конденсатора, для веществ, содержащих растворители, только в сочетании с подачей отсасываемых паров в выпускной патрубок, газовую шайбу или тому подобное, с производительностью всасывания 1,7 м³ / ч, конечный вакуум 9 мбар, 230 В, 50/60 Гц
вакуумный шланг, арт. 125730 или 125702 требуется

Martin ChristGlass крышка для охлаждающей ловушки СТ 02-50, вкл. два соединительных шланга со стандартным ... 121370

Код: 121370

Стеклоанная крышка для охлаждающей ловушки СТ 02-50, вкл. два соединительных шланга со стандартным фланцем для подключения ротационно-вакуумного концентратора RVC 2-25 или RVC 2-33 и вакуумного насоса

Martin ChristЭлектромагнитный запорный клапан DN 16, PVDF-типа, вкл. стандартный фланец ... 125800

Код: 125800

Электромагнитный запорный клапан DN 16 типа PVDF, вкл. стандартные фланцевые соединения DN 16/16 ISO-KF, для непрерывной работы ротационно-вакуумных концентраторов RVC 2-18 и RVC 2-25 без отключения вакуумного насоса

Martin Christ ЭЛЕКТРОД PH COMB. H 65 100 ° C 103MM 285100248

Код: 285100248

pH-комбинированный электрод с заглушкой H 65. Стеклоанный стержень, платиновая диафрагма, электролит KCl 3 моль / л, система отсчета Silamid®, сферическая мембрана, H-стекло, пробка NS 14,5, длина 103 мм 10 мм?, 0 ... + 100 ° C, 0 ... 14 pH

Martin ChristОхлаждающая ловушка СТ 02-50 SR (стойкая к растворителям), стандартное напряжение 230 В, 50/60 ... 100503

Код: 100503

Охлаждающая ловушка СТ 02-50 SR (стойкая к растворителям), стандартное напряжение 230 В, 50/60 Гц, компрессор с воздушным охлаждением, хладагент без ХФУ и ХФУ, температура конденсатора ок. -50 ° C, емкость 2 литра, отверстие для ванны AE 130 мм, глубина ванны 170 мм, камера из нержавеющей стали со встроенным сливным клапаном, габаритные размеры 280 x 390 x 400 мм (WxDxH), стеклоанная крышка для подключения RVC 2-25 и вакуум требуется насос (деталь № 121370)

Martin Christ3 полки, алюминиевые, диаметр 200 мм, без подогрева, расстояния между ... 120893

Код: 120893

3 полки из алюминия, диаметр 200 мм, без подогрева, расстояния между полками 85 мм, для сублимационной сушилки Alpha 1-2 LDplus, только в сочетании с опорной плитой части нет. 120890 и акриловые камеры, арт. 121450 или 121455

Martin Christ3 полки из алюминия, диаметр 265 мм, без подогрева, расстояние между ... 120903

Код: 120903

3 полки из алюминия, диаметр 265 мм, без подогрева, расстояние между полками 79 мм, акриловая камера, номер по каталогу. 121500 или 121550 требуется

Martin ChristVacuum датчик VSP 63 MV со встроенным измерительным прибором для прямого ... 125478

Код: 125478

Вакуумный датчик A VSP 63 MV со встроенным измерительным устройством для прямого подключения к лиофилизатору с LDplus / LSC / LSCplus -контроллером, диапазон измерения 1000-0,001 мбар, метод измерения: Pirani. в комплекте с соединительным кабелем, двумя центрирующими и зажимными кольцами и тройником DN 25/25

Этот датчик вакуума является быстроизнашивающейся деталью, срок службы которой окончательно зависит от правильного обращения с лиофилизатором (гарантия: 6 месяцев),

Martin ChristVac Вакуумный датчик VSK 3000 со встроенным измерительным прибором для прямого подключения ... 125474

Код: 125474

Вакуумный датчик VSK 3000 со встроенным измерительным прибором для прямого подключения к ротационному вакуум-концентратору RVC 2-25

Martin ChristExtension блок HED-16 LSCplus для расширения контроллера LSCplus Alpha ... 125041

Код: 125041

Блок расширения HED-16 LSCplus для расширения контроллера LSCplus от Alpha 1-4 LSCplus, Alpha 2-4 LSCplus, Beta 1-8 LSCplus и Beta 2-8 LSCplus для электрического обогрева полок и вкл. датчик продукта (деталь № 124812)

Martin ChristWST Опорная плита для сублимационных сушилок Alpha LSCplus, Beta LSCplus, Gamma LSCplus -... 120880

Код: 120880

WST Базовая пластина для сублимационных сушилок Alpha LSCplus, Beta LSCplus, Gamma LSCplus- и Delta LSCplus серии, для использования вне камеры конденсатора льда (двойная камера - снаружи)

Martin ChristProgrammer модуль PGM-30 для расширения контроллеров LSCplus на 30 ... 125099

Код: 125099

Программирующий модуль PGM-30 для расширения контроллеров LSCplus для 30 индивидуально программируемых процессов, контроля профилей температуры и давления, а также отдельных технологических этапов, таких как «замораживание - основная сушка - окончательная сушка», простота управления благодаря интеграции в микропроцессор и управляемый процессором вход, возможность стирания и вставки запрограммированных шагов, автоматическое определение конечной точки в сочетании с промежуточной частью клапана №. 122032

Martin ChristЭлектромагнитный регулятор давления и запорный клапан, вкл. стандартный фланец ... 125910

Код: 125910

Электромагнитный регулятор давления и запорный клапан, вкл. стандартные фланцевые соединения DN 25/25 и соединительный кабель для подключения к всасывающей трубе вакуумного насоса

Martin Christ Электромагнитный запорный клапан DN 16, тип PVDF, вкл. стандартный фланец ... 125800

Код: 125800

Электромагнитный запорный клапан DN 16, тип PVDF, вкл. стандартные фланцевые соединения DN 16/16 ISO-KF, для непрерывной работы роторно-вакуумных концентраторов RVC 2-18 и RVC 2-25 без отключения вакуумного насоса

Martin Christ Rubber клапан для соединения сосудов с внутренним шлифованием DIN NS 29/32 или ... 121860

Код: 121860

Резиновый клапан для соединения сосудов с внутренним шлифованием DIN NS 29/32 или распределительной части №. 121870

Martin Christ Rack для размещения макс. 5 беспроводных полок с подогревом, диаметр 200 мм (деталь № 121945

Код: 121945

Стойка для размещения макс. 5 беспроводных полок с подогревом, диаметр 200 мм (деталь № 122576), для однокамерного процесса (внутри камеры конденсатора льда), расстояние до полки 25 мм, для лиофилизатора Gamma и Delta с контроллером LSCplus

Martin Christ Fan, чтобы распространять воздух? 250 мм вместо базовой пластины уплотнительного устройства ... 120801

Код: 120801

Вентилятор для циркуляции воздуха? 250 мм вместо базовой пластины уплотнительного устройства (часть нет. 120821 или 120841), для сублимационной сушилки в серии Delta гамма- и

Martin ChristV Вакуумный насос RZ 9, с мощностью всасывания 8,9 м3 / ч, 230 В, 50 Гц / 60 Гц, включая 125308

Код: 125308

Вакуумный насос RZ 9 с производительностью всасывания 8,9 м3 / ч, 230 В, 50 Гц / 60 Гц, вкл. небольшие фланцевые соединения

Christ Вакуумный насос RZ-2,5, 230 В, 50 Гц, с мощностью всасывания 2,5 м3 / ч (41,6 ... 125302

Код: 125302

Вакуумный насос RZ-2,5, 230 В, 50 Гц, с мощностью всасывания 2,5 м3 / ч (41,6 л / мин), вкл. малые фланцевые соединения, вакуумный шланг, арт. 125702 требуется

Martin Christ Вакуумный насос RZ-6 с производительностью всасывания 5,7 м3 / ч (95 л / мин), 230 В, 50 ... 125307

Код: 125307

Вакуумный насос RZ-6 с производительностью всасывания 5,7 м3 / час (95 л / мин), 230 В, 50 Гц, вкл. малые фланцевые соединения, вакуумный шланг, арт. 125702 требуется

Ротор Martin Christangle 6 x 100 мл 124595

Код: 124595

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, анодированный в черный цвет, для 6 флаконов по 100 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: макс. ? 45 мм x 100 до 120 мм в длину, угол атаки: 28 °, общая мощность: 1 ротор

Martin Christ Датчик вакуума VSK 3000 со встроенным измерительным устройством для прямого подключения ... 125474

Код: 125474

Вакуумный датчик VSK 3000 со встроенным измерительным прибором для прямого подключения к ротационному вакуум-концентратору RVC 2-25

Martin Christangle rotor 6 x 50 мл 110226

Код: 110226

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, анодированный в черный цвет, для 6 флаконов по 50 мл с круглым или коническим дном, размеры сосудов: макс. ? 28,5 x 107 мм, угол атаки: 20 °
общая мощность: 1 ротор

Ротор Martin Christangle 30 x 5 мл 110391

Код: 110391

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, анодированный черный, для флаконов 30 x 5 мл с плоским дном, размеры флаконов? 14,7 мм длина 45 мм, угол атаки: 30 °
общая вместимость: 2 установленных друг на друга ротора на 60 сосудов
дистанционное кольцо (номер детали 110393) необходимо

Ротор Martin Christangle 24 x 1,5 / 2,2 мл 124502

Код: 124502

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, анодированный в черный цвет, для размещения реакционных пробирок от 24 x 1,5 мл до 2,2 мл (например, для системы Эппендорфа), размеры сосудов без более толстого обода: ? Длина 10,8 x 38 мм, угол атаки: 45 °
Максимум. общая вместимость: 3 установленных друг на друга ротора на 72 сосуда

Martin ChristBase тарелка для сублимационной сушилки Alpha 1-2 LDplus, для сушки внутри акриловой ... 120890

Код: 120890

Опорная плита для лиофилизатора Alpha 1-2 LDplus, для сушки внутри акриловых камер, арт. 121450 и 121455

Martin Christ5 полка без подогрева 120902

Код: 120902

5 полок из нержавеющей стали, диаметр 265 мм, без подогрева, расстояние между полками 79 мм, акриловая камера арт. 121505 или 121555 требуется

Martin Christ 125702

Код: 125702

Вакуумный шланг со стандартными фланцевыми соединениями DN 16/25 для внешнего подключения вакуумных насосов
Деталь № 125302, 125295, 125307, 125297 и 125298

Martin Christ Выхлопной фильтр для отделения масляного тумана для вакуумных насосов, арт. 125302 и ... 125501

Код: 125501

Выпускной фильтр для отделения масляного тумана для вакуумных насосов, арт. 125302 и 125307

Martin Christ Охлаждающая ловушка СТ 02-50 SR (стойкая к растворителям), стандартное напряжение 230 В, 50/60 ... 100503

Код: 100503

Охлаждающая ловушка СТ 02-50 SR (стойкая к растворителям), стандартное напряжение 230 В, 50/60 Гц, компрессор с воздушным охлаждением, хладагент без ХФУ и ХФУ, температура конденсатора ок. -50°C , емкость 2 литра, отверстие для ванны АЕ 130 мм, глубина ванны 170 мм, камера из нержавеющей стали со встроенным сливным клапаном, габаритные размеры 280 x 390 x 400 мм (WxDxH), стеклянная крышка для подключения RVC 2-25 и вакуум требуется насос (деталь № 121370)

Ротор Martin Christangle 30 x 0,5 / 0,75 мл 124505

Код: 124505

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, анодированный в черный цвет, для размещения реакционных виал от 30 x 0,5 мл до 0,75 мл (например, для системы Эппендорфа), размеры сосудов без более толстого обода: ? Длина 7,9 x 28 мм, угол атаки: 45°

Максимум. общая вместимость: 3 установленных друг на друга ротора на 90 сосудов

Крышка Martin ChristGlass для сифона СТ 02-50, вкл. два соединительных шланга со стандартным ... 121370

Код: 121370

Стеклянная крышка для охлаждающей ловушки СТ 02-50, вкл. два соединительных шланга со стандартным фланцем для подключения ротационно-вакуумного концентратора RVC 2-25 или RVC 2-33 и вакуумного насоса

Ротор Martin Christangle 18 x 4/7 мл 124512

Код: 124512

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, анодированный в черный цвет, для размещения 18 реакционных виал от 4 мл до 7 мл с круглым или коническим дном, размеры сосудов: макс. ? Длина от 12,5 x 70 до 100 мм, например, центробежные пробирки согласно немецкому стандарту DIN 58970, угол атаки: 25° , общая мощность: 1 ротор

**Martin Christ Trocknungskammer aus Acrylglas _ 240 mm, Lichte
Höhe 295 mm, kein Anschluss fuer Gummiventile 121450**

Kod: 121450

**Martin Christ Erweiterungsrotor aus Aluminium schwarz eloxiert
fuer 54 Gefaesse 1,5 ml _ 11 - 12 x 31 -39 mm, Anstellwinkel 25° 12-
6305**

Kod: 12-6305

**Martin Christ Deckel aus Sicherheitsglas fuer die Kuehfalle CT 04-50
inkl. zwei Verbindungsschluessen 12-1372**

Kod: 12-1372

Martin Christ Tropfschale 500 mm Fuer Trockenrechen 121350

Kod: 121350

Martin Christ Trocknungskammer aus Acrylglas _ 300 мм, длина 305 мм, einschl. Stopfen NS 45/40 121500

Код: 121500

Martin Christ Erweiterungsrotor aus Aluminium schwarz eloxiert fuer 72 Gef__e 1,5 мл / 2,2 мл _ 10,8 x 38 мм lang, Anstellwinkel 45° 12-6300

Код: 12-6300

Martin Christ Tropfschale fuer Trocknungskammern und Trokenrechen 121360

Код: 121360

Martin Christ Auspufffilter fuer RZ-9 12-5500

Код: 12-5500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mih@nt-rt.ru || сайт: <https://martinchrist.nt-rt.ru/>