

Ротационные вакуумные концентраторы RVC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mih@nt-rt.ru || сайт: <https://martinchrist.nt-rt.ru/>

Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-18 CDplus 100248

Код: 100248



Ротационный вакуумный концентратор RVC 2-18 CDplus
Настольная модель ротационного вакуумного концентратора.
Роторная камера из нержавеющей стали.
Магнитный двигатель.
Нагрев роторной камеры.
Крышка с инспекционным окном и электрическим запором.
Удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем.
Стандартное питание 220В/50-60Гц.
Скорость ротора (об/мин): 1500
Центробежная сила (RCF): 210
Макс. возможный дисбаланс (г):20
Температурный диапазон (°C): +30,,,+60
Макс. уровень вакуума, в зависимости от насоса (мбар): 0,1
Размеры (мм, Ш x В x Г): 240 x 240 x 325
Вес (кг): 14
Стандартное электропитание (В/Гц): 230/50-60
Подсоединение вакуума, маленький фланец:DN 16 KF

Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-18 HCl, кислотостойкое исполнение 100246

Код: 100246



Ротационный вакуумный концентратор RVC 2-18 HCl, кислотостойкое исполнение

Настольная модель ротационного вакуумного концентратора.

Роторная камера и крышка со специальным химически стойким покрытием.

Магнитный двигатель.

Нагрев роторной камеры.

Крышка с инспекционным окном и электрическим запором.

Удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем.

Стандартное питание 220В/50-60Гц.

Скорость ротора (об/мин): 1500

Центробежная сила (RCF): 210

Макс. возможный дисбаланс (г):20

Температурный диапазон (*C): +30,,,+60

Макс. уровень вакуума, в зависимости от насоса (мбар): 0,1

Размеры (мм, Ш x В x Г): 240 x 240 x 325

Вес (кг): 14

Стандартное электропитание (В/Гц): 230/50-60

Подсоединение вакуума, маленький фланец:DN 16 KF

Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-25 CDplus 101225

Код: 101225



Ротационный вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus
Настольная модель ротационного вакуумного концентратора.
Роторная камера из нержавеющей стали.
Магнитный двигатель.
Нагрев роторной камеры.
Крышка с инспекционным окном и электрическим запором.
Удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем.
Стандартное питание 220В/50-60Гц.
Скорость ротора (об/мин): 1350
Центробежная сила (RCF): 235
Макс. возможный дисбаланс (г): 30
Температурный диапазон (°C): +30,,,+60
Макс. уровень вакуума, в зависимости от насоса (мбар): 0,1
Размеры (мм, Ш x В x Г): 315 x 260 x 460
Вес (кг): 24
Стандартное электропитание (В/Гц): 230/50-60
Подсоединение вакуума, маленький фланец: DN 16 KF

Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CDplus 101233

Код: 101233



Ротационный вакуумный концентратор RVC 2-33 CDplus

Настольная модель ротационного вакуумного концентратора повышенной емкости.

Роторная камера из нержавеющей стали.

Магнитный двигатель.

Нагрев роторной камеры.

Крышка с инспекционным окном и электрическим запором.

Удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем.

Стандартное питание 220В/50-60Гц.

Скорость ротора (об/мин): 1550

Центробежная сила (RCF): 500

Макс. возможный дисбаланс (г):50

Температурный диапазон (°C): +30,,,+60

Макс. уровень вакуума, в зависимости от насоса (мбар): 0,1

Размеры (мм, Ш x В x Г): 390 x 315 x 406

Вес (кг): 44

Стандартное электропитание (В/Гц): 230/50-60

Подсоединение вакуума, маленький фланец:DN 25 KF

Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 IR 100244

Код: 100244



Ротационный вакуумный концентратор RVC 2-33 IR

Настольная модель ротационного вакуумного концентратора повышенной емкости.

Роторная камера из нержавеющей стали.

Магнитный двигатель.

Инфракрасный нагрев роторной камеры.

Крышка с инспекционным окном и электрическим запором.

Удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем.

Стандартное питание 220В/50-60Гц.

Скорость ротора (об/мин): 1750

Центробежная сила (RCF): 530

Макс. возможный дисбаланс (г): 50

Температурный диапазон (°C): +30,,,+80

Макс. уровень вакуума, в зависимости от насоса (мбар): 0,1

Размеры (мм, Ш x В x Г): 90 x 315 x 480

Вес (кг): 48

Стандартное электропитание (В/Гц): 230/50-60

Подсоединение вакуума, маленький фланец: DN 25 KF

Вращающийся вакуумный концентратор Martin ChristRVC 2-25 CDplus, 230 В, 50/60 Гц Система 2: ... 100232

Код: 100232

Ротационный вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus, 230 В, 50/60 Гц
Система 2:

Готовая к использованию система упаковки с вакуумным оборудованием и охлаждающей ловушкой, предварительным выбором времени, вакуума и температуры, состоящая из следующих компонентов:

- Ротационно-вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus, стандартное напряжение 230 В, 50/60 Гц, настольный блок, камера ротора из нержавеющей стали, система магнитного привода, крышка с смотровым окном и электрическим замком и защитным устройством, удобные для пользователя Система управления с ЖК-дисплеем, (часть № 101225)
- Вакуумный химический мембранный насос MZ 2C без конденсатора выброса и поддона для капель, для веществ, содержащих растворители, с мощностью всасывания 1,7 м³ / ч, 230 В, 50/60 Гц (деталь № 125297)
- Охлаждающая ловушка СТ 02-50 (стойкая к растворителям), 230 В, 50/60 Гц, компрессор с воздушным охлаждением, без охлаждения на CFC и H-CFC (деталь № 100503)
- Стеклоанная крышка для охлаждающей ловушки СТ 02-50, включая два соединительных шланга со стандартным фланцем для подсоединения ротационно-вакуумного концентратора RVC 2-25 и вакуумного насоса (деталь № 121370)
- Электромагнитный запорный клапан DN 16 типа PTEE (деталь № 125800)
- Датчик вакуума VSK 3000, включая стандартное фланцевое соединение, со встроенным измерительное устройство для прямого подключения к ротационному вакуум-Концентратор РВК 2-25 (деталь № 125477)

Martin Christo Вращательно-вакуумный концентратор RVC 2-18 CD plus Конфигурация системы 1: ... 100221

Код: 100221

Ротационно-вакуумный концентратор RVC 2-18 CD plus Конфигурация системы 1:

«Готовая к использованию» система упаковки с вакуумным оборудованием, состоящим из следующих компонентов, пожалуйста, выбирайте роторы отдельно:

- Ротационный вакуум-концентратор RVC 2-18 CDplus, настольный агрегат, роторная камера из нержавеющей стали, магнитная система привода, крышка с смотровым окном и электрическим запирающим и предохранительным устройством, удобная система управления с ЖК-дисплеем, стандартное напряжение 230 V, 50/60 Гц (деталь № 100248)
- Вакуумный химический диафрагменный насос MZ 2C с эмиссионным конденсатором и поддоном, для веществ, содержащих растворители, с отсосом
производительность 1,7 м3 / ч, 230 В, 50/60 Гц (номер детали 125298)
- Вакуумный шланг для подключения вакуумного химического мембранного насоса к ротационно-вакуумному концентратору RVC 2-18 CDplus (номер по каталогу 125730)
- Электромагнитный запорный клапан DN 16 типа PTFE для непрерывной работы роторно-вакуумного концентратора RVC 2-18 CDplus без отключения вакуумного насоса (деталь № 125800)

Martin ChristFor RVC 2-18 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 24 x 1,5 ... 124502

Код: 124502

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения реакционных пробирок от 24 x 1,5 мл до 2,2 мл (например, система Eppendorf), размеры сосудов без более толстого обода: 10,8 x 38 мм в длину, угол атаки: 45 °

Максимум. общая вместимость: 3 сложенных ротора на 72 судна

Martin ChristFor RVC 2-18 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 18 x 4 мл ... 124512

Код: 124512

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения реакционных пробирок от 18 x 4 мл до 7 мл с круглым или коническим дном, размеры сосудов: макс. ? Длиной от 12,5 x 70 до 100 мм, например, центробежные трубки в соответствии с немецким стандартом DIN 58970, угол атаки: 25 °,

общая вместимость: 1 ротор

Martin Christ Вращательно-вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus, 230 В, 50/60 Гц, настольный ... 101225

Код: 101225

Ротационно-вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus, 230 В, 50/60 Гц, настольный блок, камера ротора из нержавеющей стали, магнитная система привода, крышка с смотровым окном и электрическим запирающим и предохранительным устройством, удобная для пользователя система управления с ЖК-дисплей, специальное напряжение см. деталь № 120100

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый поворотный ротор, черный анодированный, с 2 ... 124600

Код: 124600

Для РВК 2-25

Алюминиевый поворотный ротор, черный анодированный, с 2 держателями, каждый на 1 микротитровальную пластину (формат пластины: 86 x 128 мм), угол атаки: 90 °
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 30 x 5 мл ... 110391

Код: 110391

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 30 x 5 мл с плоским дном, размеры флаконов? 14,7 мм, длина 45 мм, угол атаки: 30 °
общая вместимость: 2 сложенных ротора на 60 судов
необходимо дистанционное кольцо (номер детали 110393)

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 36 x 1,5 ... 124552

Код: 124552

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения реакционных флаконов 36 x 1,5 мл / 2,2 мл (например, система Eppendorf), макс. Размеры флаконов без более толстого ободка: 10,8 x 38 мм в длину, угол атаки: 45 °
общая вместимость: 3 сложенных ротора на 108 судов

Martin ChristFor RVC 2-18 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 40 x ... 110334

Код: 110334

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения реакционных флаконов 40 x 0,25 / 0,5 мл, диаметр 5,8 мм x 47 мм, угол атаки: 30 °

общая вместимость: 2 сложенных ротора на 80 судов

Если используются два ротора, необходимо установить дистанционное кольцо (артикул № 110393) между обоими роторами.

Martin ChristFor RVC 2-18 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 30 x 0,5 ... 124505

Код: 124505

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения реакционных пробирок от 30 x 0,5 мл до 0,75 мл (например, система Eppendorf), размеры сосудов без более толстого обода:

Длина 7,9 x 28 мм, угол атаки: 45 °

Максимум. общая вместимость: 3 сложенных ротора на 90 судов

Martin ChristFor RVC 2-18 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 12 x 10 мл ... 124516

Код: 124516

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения реакционных пробирок от 12 x 10 мл до 15 мл с круглым или коническим дном, размеры сосудов: макс. ? Длина от 16,5 x 80 до 100 мм, угол атаки: 25 °

в качестве альтернативы подходит для размещения реакционных флаконов от 6 x 15 мл до 18 мл с круглым или коническим дном (заряжайте только каждую вторую пробу)

размеры сосудов: макс. ? Длиной от 16,5 x 100 до 125 мм, например, центробежные трубки в соответствии с немецким стандартом DIN 58970

общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-18 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 6 x 50 мл ... 110252

Код: 110252

Для РВК 2-18

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 6 x 50 мл с круглым дном, размеры сосудов: макс. ? 34 x 100 мм длиной, например, центробежные трубки в соответствии с немецким стандартом DIN 58970, угол атаки: 20 °
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор (поворотный ротор), черный анодированный, для ... 124566

Код: 124566

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор (поворотный ротор), черный анодированный, для размещения флаконов 24 x 10 м / 15 мл с круглым или коническим дном (включая FALCON), размеры сосудов: макс. ? От 16,0 до 16,5 мм x 80 до 125 мм в длину, угол атаки: 20 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 48 x 5 мл ... 124562

Код: 124562

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов от 48 x 5 мл до 7 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: Длина от 12,5 x 70 до 85 мм, угол атаки: 30 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 36 x 8 мл ... 124563

Код: 124563

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов от 36 x 8 мл до 10 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: макс. ? От 12 до 13 мм x 100 до 120 мм в длину, угол атаки: 25 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 12 x 30 мл ... 124575

Код: 124575

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 12 x 30 мл, размеры флаконов: 24 x 105 до 120 мм или? 25 мм x 105 мм с круглым дном, угол атаки: 25 °
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 8 x 50 мл ... 124580

Код: 124580

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 8 x 50 мл с коническим дном (FALCON), размеры флаконов: макс. ? Длина от 29,5 до 30,0 мм x от 115 до 120 мм, например, центробежные трубки в соответствии с немецким стандартом DIN 58970, угол атаки: 30 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 8 x 50 мл ... 124584

Код: 124584

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 8 x 50 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: макс. ? Длина 34,5 x 100-120 мм, например, центробежные трубки в соответствии с немецким стандартом DIN 58970, угол атаки: 28 °
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 6 x 100 мл ... 124595

Код: 124595

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 6 x 100 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: макс. ? 45 мм x 100 до 120 мм в длину, угол атаки: 28 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 6 x 100 мл ... 124595

Код: 124595

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 6 x 100 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: макс. ? 45 мм x 100 до 120 мм в длину, угол атаки: 28 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 12 x 30 мл ... 124575

Код: 124575

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов 12 x 30 мл, размеры флаконов: 24 x 105 до 120 мм или? 25 мм x 105 мм с круглым дном, угол атаки: 25 °
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristFor RVC 2-25 Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения 36 x 8 мл ... 124563

Код: 124563

Для РВК 2-25

Алюминиевый угловой ротор, черный анодированный, для размещения флаконов от 36 x 8 мл до 10 мл с круглым или коническим дном, размеры флаконов: макс. ? Длина от 12 до 13 мм x 100 до 120 мм, угол атаки: 25 °,
общая вместимость: 1 ротор

Martin ChristРотационно-вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus, 230 В, 50/60 Гц, настольный ... 101225

Код: 101225

Ротационно-вакуумный концентратор RVC 2-25 CDplus, 230 В, 50/60 Гц, настольный блок, камера ротора из нержавеющей стали, магнитная система привода, крышка с смотровым окном и электрическим запирающим и предохранительным устройством, удобная для пользователя система управления с ЖК-дисплей,
специальное напряжение см. деталь № 120100



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mih@nt-rt.ru || сайт: <https://martinchrist.nt-rt.ru/>